

Atveriet durvis vienkāršībai



Essentia[®]
universālā krāsa

no GC

1 tonis, 3 stipras iespējas
visām sānu zobu restaurācijām

GC


Essentia® universālā krāsa no GC

1 tonis, 3 stipras iespējas visām s

Essentia no GC, kas ir jaunas koncepcijas restaurācijas materiāls zobārstniecībā, piedāvā tikai septiņas krāsas, tādējādi atverot durvis vienkāršai un viedai restaurācijas tehnikai.

Ar **Essentia universālo** krāsu durvis uz vienkāršību tiek pavērtas vēl plašāk. Essentia universālā krāsa ir izcils risinājums sānu zobu restaurācijām: **viena krāsa ar izcilu krāsas saplūšanas efektu, tagad pieejama trīs viskozitātēs**. Izvēlieties pastas, injicējamu konsistenci vai ļoti plūstošu viskozitāti un izmantojiet piemērotāko katrā gadījumā. No cervikālās līdz okluzālai restaurācijai, visas universālās krāsas ir, bez ierobežojumiem, **pietiekami stipras visās kavitātēs**.

Essentia Universālās krāsas trīs viskozitātes stiepes izturība & novalkāšanās (Avots: GC R&D dati)



Pateicoties īpašai pildvielu apstrādei un īpaši smalku pildvielu izmantošanai, **Essentia HiFlo & Essentia LoFlo** fizikālās īpašības ir pat labākas kā Essentia Universal, apliecinot, ka visas trīs viskozitātes var droši izmantot visās indikācijās.




Mazas I klases kavitātes preparācija



Restaurācija ar
Essentia HiFlo Universal



Postoperatīvā aina - izcils krāsas
saplūšanas efekts ar dabisko zobu



Sānu zobu restaurācijām



Nekarioza bojājuma apstrāde ar smilšstrūklu




Restaurācija ar **Essentia LoFlo Universal**




Postoperatīvais skats pēc pulēšanas



Essentia HiFlo ir plūstošs kompozīts ar **augstām mitrināšanas spējām**, tas perfekti un viegli adaptējas preparācijās un šaurās kavitātēs. Tas apvieno izcilas lietošanas īpašības ar izcilu stiprību un augstu rentgenkontrastainību virs 300%, kas atvieglo sekundārā kariesa diagnostiku.



Essentia LoFlo ir injicējamas viskozitātes kompozīts ar **zemu plūstamību**, optimālu viskozitāti, kad nepieciešams tiksotrops materiāls- piemēram, cervikālās restaurācijās. Tas minimāli novalkājas, un pat okluzālās virsmās kalpos ilgstoši.



Essentia ir pastas konsistences kompozīts ar vienkāršotu 7-krāsu koncepciju. Tā universālā krāsa piedāvā izcilu saplūšanas efektu un **blīvējamu** konsistenci: perfekti piemērotu sānu zobu restaurācijām mono-krāsas tehnikā.



Šī endodontiski ārstēta zoba restaurācijai tika izvēlēta tiešā tehnika



Slāņošana ar **everX Posterior** kā stumbra materiālu, un **Essentia Universal** kā ārējā kārtā



Apskatē pēc sešiem mēnešiem ir redzama laba integrācija ar pieguļošiem audiem

Essentia[®] universālā no GC

1 tonis, 3 stipras iespējas visām sānu zobu restaurācijām



Essentia HiFlo

Universāls gaismā cietējošs
kompozīts ar **augstu plūstamību**



Essentia LoFlo

Universāls gaismā cietējošs
kompozīts ar **zemu plūstamību**



Essentia

Universāls gaismā cietējošs
kompozīts ar **blīvējamu konsistenci**

- 900739 Essentia HiFlo šļirce, U (1 x 2mL)
- 900741 Essentia LoFlo šļirce, U (1 x 2mL)
- 900970 Essentia šļirce, U (1 x 2mL)
- 900998 Essentia kapsula, U (15 x 0.16mL)

Iepazīstiet arī G-Premio BOND

GC universālo adhezīvu ar bez kompromisa kvalitāti

- 009030 G-Premio BOND komplekts 5mL
- 009036 G-Premio BOND pudelīte 5mL
- 009034 G-Premio BOND kapsula,
50 gab. (0.1mL)



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB

Latvijas birojs
Ģertrūdes 113-73, Rīga
Mob.tālr. 29405119
i.jelisejeva@nordic.gceurope.com

