

# ENDO ACTIVATOR®

## VIEGLI LIETOJAMS UN DROŠS RISINĀJUMS SAKNES KANĀLU SKALOŠANAI

### FAKTS

Šķidruma aktivēšanai labi veidotos kanālos ir svarīga loma sakņu kanālu sistēmas attīrīšanā un dezinfekcijā.



Courtesy of Clifford J. Ruddle DDS

### RISINĀJUMS

EndoActivator® ir izstrādāts tā, lai droši aktivizētu saknes kanāla skalošanu endodontiskās ārstēšanas laikā.

### PRIEKŠROCĪBAS

#### DROŠS

- Izturīgi, elastīgi medicīniskas kvalitātes polimēru uzgaļi
- Vienreizējai lietošanai
- Neapvalkoti uzgaļi ar mīkstām malām

#### EFEKTĪVS

- Rada šķidruma hidrodinamiku
- Uzlabo attīrīšanu - aplikuma slāņa un biofilmas noņemšanu

#### VIENKĀRŠS

- Ļoti vienkārša kliniskā tehnika
- Intuitīvi lietojams
- Lielisks praksē, ja nepieciešams portatīvums



Drošs · Efektīvs · Vienkāršs

#### Izstrādājuši:

Dr. Clifford J. Ruddle,  
Dr. Robert H. Sharp,  
Dr. Pierre Machtou

### SISTĒMAS KOMPLEKTĀ (A 0911) IEKLĀAUTS:

- 1 EndoActivator® rokturis/motors (baterijas iekļautas) A 0912
- Aktivētāja uzgaļi:  
25 Mazs (Nr. 15/.02), 25 Vidējs (Nr. 25/.04), 25 Liels (Nr. 35/.04)
- 100 aizsargbarjeras A 0914
- Lietošanas norādījumi
- 1 sekvences karte
- 1 DVD instrukcija
- Ražotāja rekomendējošā pārdošanas cena bez PVN : 410,- Eur

WE  
KNOW  
ENDO.

 Dentsply  
Sirona  
Endodontics

MAZS - # 15/.02 • REF A 0913 022 015 00
VIDĒJS - # 25/.04 • REF A 0913 022 025 00
LIELS - # 35/.04 • REF A 0913 022 035 00

# thermaprep® 2

gutaperčas krāsniņa  
3-dimensiālai obturācijai

## 3-dimensionāla karsēšana

Obturatori tiek uzsildīti dažās sekundēs 'Single' vai 'Dual' sildīšanas režīmos.

Krāsniņas kamerā vienmērīgi tiek uzturēts 3-dimensionāls siltums, līdz obturators ir gatavs lietošanai, līdz ar to metode ir ideāli piemērota vairāku kanālu pildīšanas procedūrām.

## Indikatora gaismas un skaņas signāli

Krāsniņā tiek izmantoti gan LED indikatora gaismas, gan skaņas signāli, kas norāda uz attiecīgā procesa statusu un izmaiņām.

- Krāsns uzsilda obturatorus 20 līdz 49 sekundēs, atkaribā no lieluma
- lebūvētais taimeris skaņas signālus, kad pildījuma materiāls sasniedz pareizo temperatūru
- Obturators tiek noturēts pareizājā temperatūrā 90 sekundes.



## Lēnās padeves obturatora turētāji

Obturatora turētāji ir izveidoti, lai nodrošinātu stabili vertikālo ievadi un izeju no sildīšanas kameras.

## Tirīšanas režīms

Tirīšanas režīms paaugstina gutaperčas krāsniņas temperatūru kameras iekšienē, lai to veiksmīgi iztīrtu.

### thermaprep® 2 oven

Sastāv no:

- Thermaprep® 2 oven
  - Cleaning brush
  - Additional faceplate stickers\*
- EU 230V REF A 0176 230 002 00  
UK 230V REF A 0176 230 002 33  
115V REF A 0176 115 002 00

Ražotāja rekomendējošā pārdošanas cena bez PVN: 430,- Eur

### thermaprep® 2 oven

Kit for ProTaper® Universal  
Sastāv no:

- Thermaprep® 2 oven
  - ProTaper® universal obturators F1 x6 REF A 1411
  - ProTaper® universal obturators F2 x20 REF A 1411
  - ProTaper® universal obturators F3 x6 REF A 1411
  - Cleaning brush
  - Additional faceplate stickers\*
- EU 230V REF A 176C 230 002 00  
UK 230V REF A 176C 230 002 33  
115V REF A 176C 115 002 00

### thermaprep® 2 oven

kit for Thermafil®

Sastāv no:

- Thermaprep® 2 oven
  - Thermafil® verifiers assortment 20-45 REF A 0175
  - Thermafil® obturators posterior kit x20 REF A 0167
  - Cleaning brush
  - Additional faceplate stickers\*
- EU 230V REF A 176A 230 002 00  
UK 230V REF A 176A 230 002 33  
115V REF A 176A 115 002 00

Ražotāja rekomendējošā pārdošanas cena bez PVN: 510,- Eur

### thermaprep® 2 oven

Kit for wave•one™

Sastāv no:

- Thermaprep® 2 oven
  - wave•one™ obturators small x6 REF A 1700
  - wave•one™ obturators primary x20 REF A 1700
  - wave•one™ obturators large x6 REF A 1700
  - Cleaning brush
  - Additional faceplate stickers\*
- EU 230V REF A 176B 230 002 00  
UK 230V REF A 176B 230 002 33  
115V REF A 176B 115 002 00