

GuttaFlow®

Dubults drošības līmenis.

Bioaktīva kanālu slēgšana un pildījums.

Uzticama aukstās gutaperčas kanālu pildīšanas sistēma
Guttaperča un sīleris vienā aplikācijā

Jaunums: Bioaktivitāte ārstēšanas procesa nodrošināšanai



GuttaFlow® 2



WORKING TIME:

10 - 15 min.

CURING:

25 - 30 min.



WORKING TIME:

10 - 15 min.

CURING:

25 - 30 min.



4 - 5 min.

8 - 10 min.

GuttaFlow® bioseal



WORKING TIME:

5 min.

CURING:

12 - 16 min.

roeko

COLTENE