

SpotIt[®]

Design by Dentists[™]

SpotIt[®] kroņu un tiltu kontaktpunktu marķieris

Kroņu un tiltu kontaktpunktu noteikšana allaž ir bijusi sarežģīta procedūra.

Pirms tradicionāla kroņa, tilta vai implanta cementēšanas ir jānosaka tā mijiedarbība ar blakus esošo zobu. Nereti kontaktpunkta noteikšanai izmanto papīra strēmelīti, taču šāda metode nav uzticama - kontaktpunkta vieta var būt marķēta pārāk plaši un neprecīzi, līdz ar to ir iespējama pārmērīga apstrāde un rezultātā - pārlietu plata kontaktpunkta.

Directa jaunais risinājums *SpotIt* ir krāsas marķieris kontaktpunktu noteikšanai, un tam ir divas versijas - ar taisnu vai leņķveida galu. Šķērsojot kontaktpunktu starp kroni, tiltu vai implantu un tuvāko zobu, tas skaidri un precīzi marķē virsmu, kas ir jāapstrādā, lai izveidotu nevainojamu kontaktpunktu. Procedūru var veikt vienatnē, ar vienu roku pieturot kroni un ar otru virzot marķieri.


Noteikt kroņu un tiltu kontaktpunktus vēl vienkāršāk būs neiespējami!




1. Uzstādiet kroni vai tiltu.



2. Ievirziet marķieri kontaktpunktā, lai marķētu kontaktpunktu.



3. Marķējums precīzi norāda virsmu, kas jāapstrādā.



4. Marķējums pēc tilta noņemšanas.

Taisns



Leņķveida



4 iemesli izmantot *SpotIt*[®] kroņu un tiltu kontaktpunktu marķieri

#1 Precīza kontaktpunktu noteikšana kroņu un tiltu salāgošanai

SpotIt precīzi marķē kontaktpunktus, atvieglojot kroņu un tiltu salāgošanu.

#2 Optimāla piekļuve

Divu veidu gali — taisns un leņķveida — nodrošina teicamu piekļūšanu.

#3 Parocīgums

Vienkārši lietojams un precīzs — taupa laiku un ir piemērots darbam bez asistenta.

#4 Tīrs rezultāts

Precīzs marķējums un nekādu traipu ārpus kontaktpunkta. Piemērots darbam bez asistenta.

